





04

FE



AV

R

04

02

01/02

01/02

01/02

01A-dec 02

01/02

01/02

G2/02

01/02

01/02/03

01

01/02/03

01/02 (UV) 03

01/02

01/02

01/02

01/02

01/02

## A-dec 包面上的化學消毒劑測試

A-dec (根據 ASTM 和 ISO 標準測試方法) 不斷測試化學消毒劑和 A-dec 設備表面之間的作用。這些標準測試方法會指定測試條件，以呈現長時間重複運用表面消毒劑可能發生的影響。A-dec 進行這項測試有助選出最能夠抵抗化學品的材質，以及其他重要特性。在臨床環境下，手動進行表面清潔和消毒的程序會有顯著差異，可能超出製造商建議的指示。在 A-dec，我們的包面測試方法含有合理的暴露量以及其他因素 (例如磨損、紫外線等)。

我們建議以活性劑做為化學品侵蝕程度的指標。

在我們的經驗中，表面消毒劑如果含有下列任一種活性劑，對包面壽命不利程度**最高**：

- 異丙醇 (量大於 25%)
- 過氧化氫
- 氯化化合物 (例如次氯酸鈉)

我們的調查結果發現下列活性劑，對包面壽命不利程度**最低** (但可能不是無害)：

- 高度稀釋水性酚化合物
- 四級銨化物 (「四級物」低於 25% 酒精量)

如需更多資訊，請聯絡 A-dec 客戶服務，或參閱《A-dec adec 無菌設備用戶指南》(零件編號 85.0696.07)，您可在 [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com) 取得，也隨附於所有 A-dec 產品。



**A-dec**  
2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132

☎ +1.800.547.1883 (☎ X 對話聽話 )  
☎ +1.503.538.7478 (☎ X 對話聽話 )  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

**A-dec** ☎ 24 點 服務  
Austin House, 11 Liberty Way  
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ  
☎ 24 點  
話：0800.ADEC.UK (2332.85) (☎ 聽話 )  
☎ +44.(0).24.7635.0901 (☎ 聽話 )

### A-dec 澳洲分公司

Unit 8  
5-9 Ricketty Street  
Mascot, NSW 2020  
澳洲  
電話：1.800.225.010 澳洲境內  
電話：+61 (0)2 8332 4000 澳洲境外  
[www.a-dec.com.au](http://www.a-dec.com.au)

86.0501.07 Rev C  
發行日期 2020-03-11  
Copyright 2020 A-dec Inc.  
A-dec 澳洲分公司