

A-dec® 300 Pro

Système de livraison 12 o'clock duo

Rangé à la tête du fauteuil, le système de livraison 12 o'clock duo crée une expérience invitante dans un espace dégagé pour le patient. Vous apprécierez l'interface utilisateur intuitive, la surface de travail facile à positionner et l'espace suffisant pour accueillir jusqu'à cinq dispositifs cliniques intégrés.



341pro présenté avec le CP5i et des accessoires en option

Caractéristiques principales :

- Disponible avec l'interface CP5 ou CP5i pour le docteur ; pavé tactile standard pour l'assistant(e)
- La A-dec+ Gateway en option permet la connectivité avec le logiciel A-dec+
- Cinq supports d'instruments réglables
- Bloc de commande d'instrument à trois ou quatre positions avec refroidissement à l'eau réglable individuellement
- Le centre de contrôle abrite jusqu'à cinq dispositifs cliniques intégrés
- Système de bouteille d'eau autonome de 2 litres à déconnexion rapide (QD)
- Collecteur de solides, évacuateur à haut volume (HVE), seringue QD et pompe à salive
- Surface de travail ronde de 571,5 mm (22,5 po) de diamètre (surface solide ou quartz)
- Positionnement à gauche ou à droite du système de livraison adapté aux opérateurs gauchers et droitiers
- Réglage indépendant de la hauteur des instruments du médecin et de la surface de travail

Avantages du panneau de commande 5 :

- Écran en verre facile à nettoyer
- Commandes manuelles du fauteuil, de l'éclairage et du crachoir (le cas échéant)
- Préréglages dynamiques du fauteuil
- Quatre chronomètres réglables
- Intégration d'un détartreur en option

Avantages du panneau de commande 5i :

- Tous les avantages du CP5, plus...
- Refroidissement à l'eau par aérosol
- Rinçage chronométré
- Activation/désactivation/liaison du refroidissement de l'air et de l'eau
- Intégration électrique/endodontique en option

FAITES-EN UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE !

Ajoutez la A-dec+ Gateway en option pour accéder à la plateforme logicielle A-dec+, une base numérique pour l'intégration des derniers produits cliniques et des technologies de demain. Découvrez comment A-dec+ peut aider votre clinique à évoluer.

