

# Tabureleri

A-dec® Tabureleri

*Performans için tasarlanan*



**a dec®**

# A-dec 500 Performans Tabureleri.

## Dental Ekibiniz İçin Mükemmel Konfor

Rahat şekilde çalışma imkânına sahip olduğunuzda hastalarınız için en iyi bakımı sağlarsınız. Benzersiz bir ergonomik oturma çözümü artık bunu yapabilmenize olanak tanıyor. A-dec 500.

Arkasında uzun yıllar süren bir araştırma bulunan yenilikçi A-dec 500 taburesi, en iyi şekilde hissetmenizi ve bu sayede en iyi şekilde çalışmanızı sağlamak için stratejik olarak üretilmiştir.






A-dec 521 Hekim Taburesi

A-dec 522 Asistan Taburesi

# Sağlıklı Bir Duruşu Destekleyen Tabureler.

A-dec 500 tabureleri vücudunuza uyum sağlayacak ve vücudunuzla birlikte hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Dinamik oturağı ele alalım. Süspansiyon çerçevesinden esnek, vücuda uyum malzemelere kadar tasarımdaki her şey belirli bir amaç için kullanılmıştır: konfor ve destek sağlama. Kolay erişilen ayar kolları, gün boyunca sağlıklı bir ergonomik duruşu korumanızı sağlayan kişiye özel ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.

## Sağlıklı Oturma Duruşu



Ergonomik ihtiyaçlarınız için sunduğumuz cevap, omurganızın C şeklini alarak zarar görmesini engelleyecek şekilde oturduğunuzun ayarlanmasıyla başlar. Bu sağlıklı oturma duruşuna "atletik duruş" adı verilir. Kalçalarınız dizlerinizden yüksekte olacak şekilde oturduğunuzda ve sırtlık aşağıya ve ileri pozisyona getirildiğinde, omurganız sağlıklı bir S şeklini koruyabilir. Dinamik oturak sayesinde konforun ve üstün bir performansın tadını çıkarabilirsiniz.

## Dört Ayarlama Noktası



Doğru bir duruş eklemlerdeki ve omurgadaki baskıyı azaltır ve ayaklardaki ve uzuvlardaki dolaşımı iyileştirir. A-dec 500 taburelerindeki numaralı ayar kolları gün boyunca kademeli olarak kendinize uygun şekilde ayarlamalar yapmanızı teşvik eder, bu durum özellikle birden fazla kişinin tabureyi kullanması halinde idealdir.

## Dinamik Oturma Sistemi



**Her pozisyon değişikliğine ve harekete uyum sağlayan esnek oturak üç katmandan oluşur:**

- 1. Yastık Köpüğü** (üst katman) - En son konfor düzeyini oluşturur.
- 2. Comfort-flex Armatür** (orta) - Dört performans bölgesini temel alarak vücuda uyum sağlayan bir yüzey oluşturur.
- 3. Esnek Çerçeve** (taban) - Geniş çaplı hareketleri destekler.

## A-dec 500 Tabureleri

### Dinamik Destek

Zengin özellikler içeren A-dec 500 taburelerimizdeki dinamik oturma sistemi, vücudunuzun şekline kalıp gibi oturan benzersiz performans bölgelerine sahiptir. Bu performans bölgeleri; hareket ederken, eğilirken ve çalışırken sürekli olarak sizi desteklemek için birlikte çalışırlar. Konturlu sırtlık gibi diğer özellikler de omurgayı koruyarak mükemmel bir konfor sunarlar. A-dec'in ergonomik oturma çözümleri sayesinde, en önemli olan konuya, yani hastalarınıza odaklanabilirsiniz.


	Hekim Taburesi A-dec 521	Asistan Taburesi A-dec 522
Dinamik oturma sistemi	•	•
Sessiz tekerlekler	•	•
Konturlu sırtlık	•	isteğe bağlı
Oturak eğimi ayarlaması	•	sadece isteğe bağlı sırtlıkla birlikte
Dışarı dönen kolçaklar	isteğe bağlı	
Yüksekliği ayarlanabilen ayak çemberi		•
Ayaklık		isteğe bağlı



**Sessiz Tekerlekler**  
Tasarım, hem halı hem de sert zemin üzerinde kesintisiz ve tamamen sessiz bir hareket sağlar.



**Ayarlama Kontrolleri**  
Kolay erişilen numaralı ayar kolları, hızlı ayarlamaya yapmaya ve kolay temizlemeye olanak tanır.



**Sırtlık Yüksekliği Kontrolü**  
Bir basma düğmesi olması, erişimi ve tek elle ayarlamayı kolay hale getirir.

A-dec 521  
Hekim Taburesi



### A-dec 521 Hekim Taburesi Doğru Yükseklik Ayarını Bulun

Doğru tabure yüksekliğini seçmek için, kalçalarınızdan ayaklarınıza olan uzunluğu ölçün.

86 cm'den (34 inç) uzunsa -  
Uzun silindir seçin  
86 cm'den (34 inç) kısaysa -  
Kısa silindir seçin

Kalçadan Ayaklara  
Olan Uzunluk



A-dec 522 Asistan Taburesi, İsteğe Bağlı  
Ayaklık ve Sırtlıkla Birlikte



### İsteğe Bağlı Ayaklık

Ayak halkasının yerine kullanılır ve ağırlığı oturdan ayaklara daha iyi dağıtarak bir "atletik duruş" sağlar.

A-dec 521 Hekim Taburesi, İsteğe Bağlı Dışarı  
Dönen Kolçaklarla Birlikte



## A-dec 500 Tabureleri Seçenekler ve Aksesuarlar

### İsteğe Bağlı Dışarı Dönen Kolçaklar

Üç adet ayarlama seçeneği -genişlik, yükseklik ve dönüş- daha fazla destek ve hareket imkânı sağlar.

- Oral kavitede çalışırken kollarınızı destekler
- Kolçakları kolayca kenara çekebilirsiniz
- Kolçak yüksekliğini ayarlayın





# A-dec 400 Tabureleri

## Kalıcı Dayanıklılık

Oturma konforunuzun aynı zamanda kalıcı olmasını da hak ediyorsunuz. Dayanıklı oturma çözümlerimiz yıllardır dental pratisyenlerin sağlıklı bir şekilde desteklenen pozisyonlarda oturmalarına yardımcı oluyor. Anatomik olarak biçimlendirilen sırtlık, ayarlanabilir gövde desteği, yuvarlatılmış oturak kenarları ve ergonomik eğim özellikleri; disklere uygulanan baskıyı ve kas ağrılarını azaltır.

Dikişli veya dikişsiz döşemeler, muayenehanenize kesinlikle uyum sağlayacak zengin renk paleti seçenekleriyle sunulur. Gelecek oturak yatırımınızı A-dec'le yapın, bizler sizin desteğiniz için buradayız.

	A-dec 421 Hekim Taburesi	A-dec 422 Asistan Taburesi
Konturlu sırtlık	•	
Konturlu oturak	•	•
Ergonomik eğim	•	
Ayarlanabilir gövde desteği		•
Kolay erişilebilen ayarlama kolları	•	•
Yüksekliği ayarlanabilen ayak çemberi		•

**Not:** A-dec 500 tabure serisinde standart olarak bulunan dinamik oturma sistemi A-dec 400 taburelerinde mevcut değildir.

## A-dec 422 Asistan Taburesi

## A-dec 421 Hekim Taburesi



## A-dec 421 Hekim Taburesi Doğru Yükseklik Ayarını Bulun

Doğru tabure yüksekliğini seçmek için, kalçalarınızdan ayaklarınıza olan uzunluğu ölçün.

81 cm'den (32 inç) uzunsa -  
Uzun silindir seçin  
81 cm'den (32 inç) kısaysa -  
Kısa silindir seçin

Kalçadan Ayaklara  
Olan Uzunluk



# Döşeme ve Renk Seçenekleri


## Görünüme Dair Her Şey

Renkleri kullanarak kişiliğinizi gerçekten yansıtan bir muayenehane oluşturun. A-dec 421 ve A-dec 422 taburelerinde dikişli veya dikişsiz döşemeler için zengin renk seçenekleri arasından seçim yapın. A-dec 521 ve A-dec 522 tabureleri için sadece dikişli seçenekleri bulunur. [A-dec.com/InspireMe](http://A-dec.com/InspireMe) adresinden ilham alabilirsiniz.

## Dikişsiz Döşeme (A-dec 400 Tabureleri için mevcuttur)



**[A-dec.com/Color](http://A-dec.com/Color) Adresinden  
Renk Örneklerini Sipariş  
Edebilirsiniz**



## Dikişli Döşeme (A-dec 500 ve A-dec 400 Tabureleri için mevcuttur)



Gerçek renkler değişiklik gösterebilir. Renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için yetkili A-dec Satıcınızla görüşün.

a|dec

a|dec  
5 YEAR  
WARRANTY

a|dec  
reliablecreativesolutions

**A-dec Merkez Ofisi**

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 ABD  
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden  
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından  
Faks: +1.503.538.0276  
a-dec.com

**A-dec Avustralya**

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden  
Tel: +61.(0)2.8332.4000 Avustralya dışından

**A-dec Çin**

Tel: 400.600.5434 Çin içinden  
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

**A-dec United Kingdom**

Tel: 0800.233285 İngiltere içinden  
Tel: +44.(0).24.7635.0901 İngiltere dışından

A-dec'in oturağı hakkında daha fazla bilgi almak veya tamamlayıcı bir ergonomik değerlendirme talep etmek için [a-dec.com/500stools](http://a-dec.com/500stools) adresini ziyaret edin.

Gösterilen renkler ve ürünler gerçek malzemelerden farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Doğru renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için lütfen yetkili A-dec satıcınızla görüşün.

©2023 A-dec, Inc. Tüm hakları saklıdır.  
85.6072.15/OP/500/7-15(2-23)/Rev A12