

Optimisez les performances de votre succion avec A-dec®.

Nettoyant pour système d'évacuation A-dec

La succion est au cœur d'une pratique. Au fil du temps, des matières organiques et inorganiques peuvent s'accumuler dans les lignes de succion et les obstruer les filtres, affectant les performances de votre système de succion.

Faites fonctionner votre pompe à des performances optimales avec le nettoyant pour système d'évacuation A-dec pour éviter les réparations coûteuses et les temps d'arrêt. La solution multi-enzymes unique d'A-dec est spécialement formulée pour dissoudre et éliminer les débris organiques et inorganiques qui peuvent s'accumuler au fil du temps.

L'application de la solution est simple. Mélangez une once (30 ml) avec un litre d'eau et distribuez la solution à l'aide du système de nettoyage de ligne de succion A-dec ICV® ou d'un atomiseur.

POURQUOI A-DEC?

- Solution multi-enzymes
- Non-moussant, pH neutre
- Compatible avec les séparateurs d'amalgame
- Élimine les débris organiques et inorganiques
- Le parfum frais élimine les odeurs
- L'application de la solution est simple. Mélangez une once (30 ml) avec un litre d'eau et distribuez la solution à l'aide du système de nettoyage de ligne de succion A-dec ICV ou d'un atomiseur.



Description du produit	Contenu	Numéro de pièce A-dec
33 fl oz (976 ml) de concentré liquide	12 bouteilles	91.0060.00
33 fl oz (976 ml) de concentré liquide	Bouteille seule	91.0060.01
128 fl oz (3,78 L) de concentré liquide	4 bouteilles avec les pompes	91.0061.00
128 fl oz (3,78 L) de concentré liquide	Bouteille seule avec pompe	91.0061.01

Pour commander le nettoyant pour système d'évacuation A-dec, contactez votre revendeur local ou demandez un devis sur a-dec.com/linecleaner