

Console de traitement A-dec Inspire® 391



Le moniteur et le panneau de la sous-base illustrés ne sont pas inclus

Fonctionnalités de la console de traitement A-dec Inspire :

- Support télescopique pour moniteur pour un positionnement optimal du moniteur tout au long de la procédure de traitement
- Les tablettes flottantes doubles permettent un positionnement polyvalent des bacs de traitement et des dispositifs auxiliaires
- Module à quatre tiroirs pour optimiser l'organisation et le rangement dans la salle de traitement
- Tiroir unique pour les instruments de rechange, combiné à une zone de stockage ventilée alimentée par USB pour l'ordinateur de la salle de traitement
- Accès latéral à une étagère pivotante unique, idéalement placée pour l'assistant(e) dentaire
- Sous-base prête à recevoir une unité (541pro/341pro/545sta)
- Compartiments de rangement basculants
- Tiroirs et portes silencieux à fermeture progressive
- L'éclairage de travail correspond à la température de couleur de l'éclairage dentaire à LED A-dec
- Câblage homologué UL aux États-Unis et au Canada avec prises de courant GFCI inviolables de qualité hospitalière
- Prise double unique et USB 2.0
- Distributeur de gants
- Horloge minuterie
- 8 étagères en verre
- Choix de rangement supérieur à double accès ou non

Option quartz du 391:

- Comptoir en quartz de 2 cm
- Hauteur du comptoir en quartz : 762 mm (30 po)
- Hauteur des meubles : 1 829 mm (72 po) (ne comprend pas le dégagement pour le support télescopique pour moniteur)
- Hauteur totale : 1 981 mm (78 po), y compris le dégagement pour le support télescopique pour moniteur
- Profondeur des meubles : 559 mm (22 po)
- Largeur des meubles : 1 080 mm (42,5 po) (du bord du comptoir au bord de la poignée d'ouverture latérale)

Option surface solide 391 :

- Comptoir à surface solide de 1 cm
- Hauteur du comptoir à surface solide : 746 mm (29,37 po)
- Hauteur des meubles : 1 829 mm (72 po) (ne comprend pas le dégagement pour le support télescopique pour moniteur)
- Hauteur totale : 1 981 mm (78 po), y compris le dégagement pour le support télescopique pour moniteur
- Profondeur des meubles : 559 mm (22 po)
- Largeur des meubles : 1 080 mm (42,5 po) (du bord du comptoir au bord de la poignée d'ouverture latérale)