

Modernizace na světlo LED



 a|dec®

Vynikající jas díky modernizaci

Jasně, bílé a přirozené světlo: Výměna stávající hlavice světla společnosti A-dec za nové světlo A-dec LED je rychlá, jednoduchá a naprosto bezproblémová. Modernizací dosáhnete o 25 % vyššího osvětlení a spotřebujete pouze pětinu energie potřebné k napájení halogenových žárovek.



Vyšší pohodlí a výkon a nižší provozní náklady

- Lepší diagnostika tkání díky přesnému vidění barev
- Fantastické bílé světlo s indexem podání barev 94 při barevné teplotě 5 000 K
- Omezená tvorba stínů a lepší kontrast, aniž by byly namáhány oči
- Optimální ergonomie pro celý stomatologický tým
- Polohování ve třech osách otáčení a pohyb ve vodorovném směru v rozsahu 540°
- Osvětlení bez vytvrzení díky režimu zabraňujícímu vytvrzení s intenzitou světla 23 000 luxů
- O 80 % nižší náklady na energii a již žádná výměna žárovek
- Pohodlí při péči o pacienty – bez vyzařování tepla a bez hluku

Za jakých podmínek mohou provést modernizaci? Modernizaci na světlo A-dec LED můžete provést v případě, že máte k dispozici funkční flexibilní rameno pro světlo společnosti A-dec vyrobené po roce 1993.*

Bude nové světlo LED kompatibilní s používaným ovládacím panelem společnosti A-dec? Ano. Ovládací panely společnosti A-dec využívající datový komunikační systém (DCS) umožňují zvolit si, zda budete k obsluze světla používat ovládací panel nebo místní přepínání. S datovým komunikačním systémem společnosti A-dec budete moci světlo zapnout či vypnout, vybrat si ze tří intenzit, aktivovat režim zabraňující vytvrzení a používat funkci Automatické zapnutí/vypnutí s přednastaveními křesla. Bez datového komunikačního systému bude možné nové světlo A-dec LED podobným způsobem ovládat pouze prostřednictvím místního přepínání.

Jak mohou získat další informace? Navštivte stránku A-dec.com/LED nebo se obraťte na autorizovaného prodejce společnosti A-dec.

Informace pro objednání

Popis	Číslo součásti
Hlavice světla A-dec LED – modernizace (White)	28.1924.00
Hlavice světla A-dec LED – modernizace (Surf)	28.1925.00

* Pro světlo A-dec Performer a některá světla A-dec 300 platí ohledně kompatibility určité výjimky. Podrobnosti vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec nebo se obraťte na zákaznický servis společnosti A-dec.



Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: +1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
Fax: +1 503 538 0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 mimo Austrálii

A-dec China

Tel: 400 600 5434 v Číně
Tel: +86 571 89026088 mimo Číny

A-dec United Kingdom

Tel.: 0800 233285 ve Velké Británii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii