

Passa al LED



 a|dec®

Una scelta brillante

Luminosa, bianca e reale. Sostituire la testa della tua lampada A-dec con la nuova A-dec LED è un'operazione rapida, semplice che non comporta alcun problema. Aggiungi il 25% di luminosità consumando un quinto dell'energia necessaria con le lampade alogene.



Maggiore comfort, prestazioni migliori e costi di gestione ridotti.

- Resa colore più reale per un'accurata diagnosi tissutale
- Luce straordinariamente bianca con un indice di resa cromatica di 94 a 5.000 K
- Notevole effetto scialitico, miglior contrasto senza affaticamento visivo
- Migliore ergonomia per tutto il team odontoiatrico
- Tre assi di rotazione e 540° di mobilità in orizzontale
- Modalità composito con 23.000 lux di intensità luminosa senza rischi di polimerizzazione
- Costi energetici ridotti dell'80% e l'addio definitivo alla sostituzione di lampadine
- Confortevole trattamento dei pazienti, in assenza di calore radiante e rumori

Posso passare al LED? Chiunque disponga di un braccio pantografato funzionante su una lampada A-dec prodotta dopo il 1993 può montare la lampada A-dec LED.*

La nuova lampada LED sarà compatibile con il touchpad A-dec? Sì. I touchpad A-dec che utilizzano il DCS (Data Communication System) consentono di utilizzare la lampada tramite il touchpad o con l'interruttore sulla testa della lampada stessa. Il DCS A-dec consente di accendere/spegnere, selezionare una delle tre intensità, attivare la modalità composito e gestire l'accensione/spegnimento automatici con la movimentazione della poltrona. In assenza del DCS, sarà possibile gestire la lampada a LED A-dec in maniera analoga tramite l'interruttore sulla testa della lampada.

Dove sono disponibili ulteriori informazioni? Visita il sito Web a-dec.com/LED oppure contatta il distributore A-dec autorizzato.

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Numero di serie
Lampada A-dec LED colore bianco	28.1924.00
Lampada A-dec LED colore surf	28.1925.00

* Non compatibili: lampada A-dec Performer e alcune lampade A-dec 300. Per informazioni dettagliate, consultare il distributore A-dec.



A-dec Sede centrale

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 negli USA/Canada
Tel: +1.503.538.7478 fuori da USA/Canada
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 solo Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000 fuori dall'Australia

A-dec Cina

Tel: 400.600.5434 solo Cina
Tel: +86.571.89026088 fuori dalla Cina

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.2332.85 solo Regno Unito
Tel: +44.(0).24.7635.0901 fuori dal Regno Unito