

Модернизация светодиода



 a|dec®

Яркая модернизация



Яркий, белый и стабильный свет. Заменить имеющийся стоматологический светильник A-dec на новый светодиодный светильник A-dec можно быстро, легко и без проблем. Модернизация увеличит освещенность на 25 % при снижении энергопотребления до уровня одной пятой мощности, необходимой для галогеновых ламп.

Повышение комфорта и производительности и снижение затрат.

- Точнейшая цветопередача для лучшей диагностики
- Великолепный белый свет с индексом цветопередачи, равным 94 при 5000 К
- Уменьшенное образование теней, улучшенная контрастность без увеличения напряжения глаз
- Оптимизация эргономики для всех членов стоматологической бригады
- Три степени свободы и диапазон движения по горизонтали 540°
- Освещенность 23000 люкс в режиме защиты от полимеризации
- Снижение затрат на электроэнергию на 80% и отсутствие необходимости замены ламп
- Комфортные условия лечения пациентов — без шума и теплового излучения

Могут ли я провести модернизацию? Вы можете провести модернизацию на светодиодный светильник A-dec при наличии у вас исправного гибкого держателя на светильнике A-dec, произведенном после 1993 года.*

Будет ли мой новый светодиодный светильник совместим с имеющейся сенсорной панелью A-dec?

Да. Сенсорные панели A-dec используют систему передачи данных (DCS), предоставляющую возможность выбора режима управления светильником: через сенсорную панель или с помощью вводного выключателя. С помощью DCS A-dec можно включать или выключать питание, выбирать один из трех уровней интенсивности света, активировать режим защиты от полимеризации и настраивать автоматическое включение/выключение с предварительно заданными настройками кресла. При отсутствии DCS подобное управление новым светодиодным светильником A-dec осуществляется только с помощью вводного выключателя.

Где можно получить дополнительную информацию? Посетите сайт a-dec.com/LED или свяжитесь с официальным дилером компании A-dec.

Информация для заказа

Описание	№ по каталогу
Светодиодный светильник A-dec для модернизации, цвет: White	28.1924.00
Светодиодный светильник A-dec для модернизации, цвет: Surf	28.1925.00

* Исключения по совместимости распространяются на светильник A-dec Performer и некоторые светильники A-dec 300. Для получения дополнительной информации свяжитесь с официальным дилером компании A-dec или со службой по работе с клиентами компании A-dec.



Центральные офисы компании A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132, США
Тел.: 1-800-547-1883 на территории США/Канады
Тел.: +1-503-538-7478 за пределами США/Канады
Факс: +1-503-538-0276
a-dec.com

Представительство компании A-dec в Австралии

Тел.: 1-800-225-010 на территории Австралии
Тел.: +61 (0) 2-8332-4000 за пределами Австралии

Представительство компании A-dec в Китае

Тел.: 400-600-5434 на территории Китая
Тел.: +86-571-89026088 за пределами Китая

Представительство компании A-dec в Великобритании

Тел.: 0800.2332.85 на территории Великобритании
Тел.: +44 (0) 24-7635-0901 за пределами Великобритании