

LEDアップグレード



a|dec®

アップグレードしてより鮮やかに

明るく、白く、かつ本物。既存のA-decライトヘッドは、すばやく簡単に新しいA-dec LEDに交換できます。面倒な作業は必要ありません。アップグレードすると、照度は25%向上しますが、消費電力はハロゲン電球の5分の1で済みます。

より快適で、より高性能。かつ、所有コストを削減。

- ・ 正確な色表現により、さらに的確な組織診断が可能
- ・ 5,000ケルビンで94の演色評価数を発揮する画期的な白色光を実現
- ・ 影の発生を減らし、目の負担を抑えつつコントラストを向上
- ・ すべての歯科医療従事者にとって最適な人間工学設計
- ・ 3つの軸による位置決めと540°の水平方向の回転
- ・ 光重合防止モードでは、光重合を防止しながらも23,000ルクスの明るさ
- ・ エネルギーコストを80%削減。電球の交換は不要
- ・ 患者の治療を快適に。低発熱かつ無音



アップグレードの対象者は？1993年以降製造のA-decライトに搭載のフレックスアームをお使いであれば、A-dec LEDにアップグレードできます。*

新しいLEDはA-decタッチパッドとの互換性がありますか？はい、あります。DCS（データ通信システム）を利用するA-decタッチパッドをお持ちであれば、ライトをタッチパッドと手元のスイッチの両方で操作できます。A-dec DCSをお持ちの場合は、DCSを使って、電源のオン/オフを切り替えたり、輝度を3段階で調整したり、光重合防止モードをオンにしたり、チェアへのプリセットで自動オン/オフが可能です。DCSをお持ちでない場合は、新しいA-dec LEDライトを手元のスイッチのみで同様の操作が可能です。

詳しい情報はどこで入手できますか？a-dec.com/LEDにアクセスするか、お近くのA-dec正規販売店にお問い合わせください。

注文情報

内容	部品番号
A-dec LEDライトヘッドアップグレード (White)	28.1924.00
A-dec LEDライトヘッドアップグレード (Surf)	28.1925.00

* A-dec Performerライトおよび一部のA-dec 300ライトとは互換性がありません。詳細については、お近くのA-dec正規販売店またはA-decカスタマーサービス担当者にお問い合わせください。



A-dec本社

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
電話: 1.800.547.1883 米国/カナダ国内
電話: +1.503.538.7478 米国/カナダ国外
ファックス: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

電話: 1.800.225.010 オーストラリア国内
電話: +61.(0)2.8332.4000 オーストラリア国外

A-dec Cina

電話: 400.600.5434 中国内
電話: +86.571.89026088 中国外

A-dec United Kingdom

電話: 0800.233285 英国内
電話: +44.(0).24.7635.0901 英国外