

# Kollu Ayak Kumandası



“  
Bunu bir hız kontrol sistemi olarak düşünün. İstedığınız hızı ayarladıktan sonra ayağınızı dinlendirebilirsiniz. Yani işlevleri tam olarak kullanırken daha rahat bir “sürüş” yaşarsınız.

Sam Zemke, Kıdemli Ürün Yöneticisi

”

## Kollu Ayak Kumandası

Ayağınızın hafif ve doğal bir hareketi ile, elektrikli başlık mikromotorunuzun hızını hassas şekilde ayarlıyorsunuz. Ve istediğiniz başlık hızına eriştiğiniz zaman ayağınızı zeminde dinlendirebilir ve daha rahat şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. A-dec'in en yeni ayak kumandası tasarımında sola veya sağa doğru basit bir hareketle kullanılan bir kol bulunur, bu sayede gözlerinizi hastadan ayırmadan ıslak ve kuru kesim işlemleri arasında geçiş yapabilirsiniz.



### Avantajları:

- Elektrikli başlık mikromotoru hızını hassas şekilde ayarlayın.
- Çalışma sırasında ayağınızı kullanmanız gerekmediği için ayağınızı ve bacağınızı dinlendirebilirsiniz.
- Yanlara hareket ettirilerek kullanılan sezgisel ıslak/kuru geçiş kolu ve blower/aksesuar düğmesi hastaya odaklanmanızı sağlar.
- Ergonomik “atletik duruş” pozisyonunu destekler.
- A-dec 300 ve 500 tablet sistemleri ile uyumludur.
- 5 yıllık A-dec garantisi kapsamındadır.

Daha fazla bilgi almak için yerel A-dec satıcınızla iletişim kurun veya [a-dec.com](http://a-dec.com) adresini ziyaret edin.