

Poste de travail spécialisé

Idéale pour l'orthodontie et la pédiatrie, cette conception polyvalente offre un accès facile et une organisation efficace de la technologie et des matériaux, tandis que le bras articulé maintient les pièces à main confortablement à portée de main. Personnalisez les surfaces en fonction de votre style et profitez de la haute qualité et des performances fiables d'une solution A-dec® conçue pour votre clinique.

Cabinet 397 Inspire® de A-dec

Caractéristiques standards:

- Base stationnaire
- Dimensions du modèle 28 pouce:
28"L x 32 5/8"P x 32"H (droitier seulement)
- Dimensions du modèle 24 pouces:
24"L x 32 5/8"P x 32"H (droitier seulement)
- Comptoir en surface solide de 1 cm
- Cinq tiroirs à extension complète de 5 po
- Tiroirs silencieux à fermeture douce
- Espace de stockage informatique avec ventilateur
- base avec accès facile aux utilitaires
- Possibilité d'y monter le système de livraison 341sp
- Câblage approuvé UL aux États-Unis et au Canada avec prises inviolables de qualité hospitalière
- Boîte électrique à deux prises
- Boîte électrique à quatre prises dans le coup de pied

Ajouts facultatifs:

- Comptoir en quartz de 2 cm
- Éclairage dentaire aux DEL A-dec et support pour moniteur
- Intégration du système ICV
- Distributeurs à gants (1 ou 2)
- Chute à déchets
- Porte-lingettes

Système de livraison 341sp de A-dec

Caractéristiques standard:

- Pavé tactile standard
- Support à 5 positions
Position 1 : 4 trous
Position 2 : 4 trous
Position 3 : Seringue air/eau
Position 4 : Succion bas volume
Poste 5 : Succion haut volume
- Commande au pied avec rhéostat
- QD air et eau
- Kit de connecteur d'alimentation du fauteuil

Options de moniteurs et lumières

Lumière:

- Lumière dentaire de spécialité 378L de A-dec*
- Lumière dentaire de spécialité 578L de A-dec*

Support à moniteur:

- Support pour moniteur 381
- Support pour moniteur 482
- Poignée pour moniteur en option

**comprend l'alimentation électrique et le poteau inférieur*